

ADVANCIS

ADVANCIS

Brightwake Ltd, Lowmoor Business Park, Kirkby in Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ
Tel: +44 (0) 1623 751500
Fax: +44 (0) 871 264 8238
Email: info@advancis.co.uk
Web: www.advancis.co.uk

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St Mary’s Place, Dublin 7, Dublin, D07 P4AX, Ireland
eurep@cslifesciences.com

CH REP Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug
Switzerland

CE 1639

Advancis Medical is a trading name of Brightwake Ltd.

Activon Tulle

Malha de viscose impregnada com 100% de mel Manuka

Descrição do produto
Activon® Tulle é um curativo primário de malha de viscose impregnada com 100% de mel de grau medicinal Manuka. O curativo é projetado para proteger uma ferida, e promover a cicatrização e permitir a passagem de exsudação. É uma escolha ideal para feridas epitelizantes que são percebidas como estando em risco de reinfecção

Indicações
Pode ser utilizado em todos os tipos de feridas, incluindo: Feridas superficiais, feridas de espessura parcial ou total, por exemplo, cortes e abrasões, úlceras de pressão, úlceras de perna, feridas cirúrgicas, queimaduras, feridas infectadas, enxerto e áreas doadoras. Pode auxiliar no debridamento se usado em conjunto com o Activon Tube.

Modo de uso
Retire a película transparente de ambos lados do curativo. Coloque diretamente no leito da ferida ou no lado de baixo, pode ser cortado. Cubra com um curativo secundário, dependendo do tipo de tecido no interior do leito da ferida e do nível de exsudação.

Frequência de troca
Dependendo dos níveis de exsudação da ferida, qualquer líquido intersticial ao redor, edema e administração do curativo, o curativo pode ser deixado no local por até 7 dias. Será menos eficaz quando diluído por exsudação da ferida. Para manter um nível eficaz de mel, troque o curativo quando a cor mudar de forma significativa. Facilite a remoção do curativo, irrigando o leito da ferida com uma solução salina.

Advertência
O dispositivo visa a ser usado uma única vez. Não se recomenda sua reutilização, pois apresentaria riscos de infecção.

Contra-indicações
Não use se o paciente for alérgico ao veneno de abelha, produtos apícolas ou óleos essenciais. Activon® Tulle contém glicose. Monitore os níveis dos pacientes com diabetes. Poucos pacientes têm dor quando aplicado, dependendo da sensibilidade da ferida, pode ser necessário considerar um nível adequado de analgesia. Se a dor não diminuir, suspenda o uso e irrigue a ferida com solução salina.

Avisos e Precauções
O Activon® Tulle é um produto de uso único. Se for usado em mais de um paciente, pode ocorrer contaminação cruzada ou infecção. Abrir a embalagem do curativo compromete a barreira estéril. Todo curativo não utilizado deve ser devidamente descartado.

Armazenamento
Conserve em temperatura ambiente.
Uso
Descarte o produto como resíduo hospitalar.

PT Activon Tulle

100% 마누카 꿀이 들어있는 습윤 비스코스 편물 망사

제품 설명
Activon Tulle®은 100% 의료용 마누카 꿀이 들어있는, 비스코스 편물 망사로 된 기본 습윤 드레싱입니다. 이 드레싱은 상처를 보호하고 치유를 촉진하며 삼출물이 통과할 수 있도록 고안되었습니다. 재감염 위험이 있는 것으로 인식되는 상피성 상처에 최선의 선택입니다.

적용
다음은 포함하여 모든 종류의 상처에 사용할 수 있습니다:외상 및 일부 또는 전부의 창상. 예: 자상, 찰과상, 압박궤양, 화퇴궤양, 수술한 자리, 화상, 감염된 상처, 이식 부위 등. Activon 튜브와 함께 사용할 경우 창상 절제에 도움이 될 수 있음.

사용법
드레싱의 양쪽에서부터 투명 필름의 안감을 제거하십시오. 드레싱을 한 쪽을 아래로 하여 직접 상처 부위에 대십시오. 알맞은 크기로 잘라 사용할 수 있습니다. 상처 부위 내 조직의 종류와 삼출물의 수준에 따라 2 차 드레싱으로 덮으십시오.

교환 주기
상처의 삼출물 정도, 주변의 세포 간질액, 부종 및 드레싱의 체제에 따라 드레싱을 최장 7일까지 놓아 두어도 됩니다. 상처의 삼출물로 인해 희석된 경우 효과가 줄어들게 됩니다. 꿀의 수준이 효과적으로 유지되도록, 색깔이 눈에 띄게 변화되었을 경우 드레싱을 교환하십시오. 식염수로 상처 부위를 세척하여 드레싱 교환이 용이하도록 하십시오.

경고
일회용 장치입니다. 장치를 재사용하면 감염의 위험이 있으므로 권장하지 않습니다.

사용 금지
환자에게 벌칙 독이나 벌 제품 또는 에센셜 오일 알레르기가 있을 경우에는 사용하지 마십시오. Activon® Tulle에는 포도당이 함유되어 있습니다. 환자의 당뇨 수치를 관찰하십시오. 드레싱을 대었을 때 통증은 느끼는 환자들도 약간 있습니다. 상처의 민감한 정도에 따라 적정 수준의 무통제 사용을 고려해야 할 수도 있습니다. 통증이 완화되지 않고 지속될 경우에는 사용을 중단하고 식염수로 상처를 세척하십시오.

경고 및 주의 사항

Activon® Tulle는 일회용 제품입니다. 1명 이상의 환자에게 사용할 경우 교차 오염이나 감염이 일어날 수 있습니다. 드레싱 패키지를 개봉하면 멸균 상태가 손상됩니다. 사용하지 않은 드레싱도 폐기해야 합니다.

보관
실온에서 보관하십시오.
폐기
임상 폐기물로 처리하십시오.

KO Activon Tulle

Tessuto in maglia di viscosa impregnato di miele di Manuka al 100%

Descrizione del prodotto
Activon® Tulle es un apósito primaria in maglia di viscosa impregnata di miele di Manuka per uso medico al 100%. La medicazione protegge la ferita, favorisce la cicatrizzazione e consente il passaggio dell'essudato. Favorisce il processo di epitelizzazione delle ferite considerate a rischio di reinfezione.

Indicazioni
Può essere utilizzata su tutti i tipi di ferite, comprese: ferite superficiali, ferite a spessore parziale o totale, per es. tagli e abrasioni, ulcere da pressione, ulcere della gamba, ferite chirurgiche, ustioni, ferite infettate, siti di innesto e trapianto. Può coadiuvare lo sbrigliamento se utilizzato congiuntamente a Activon Tube.

Istruzioni per l'uso
Rimuovere la pellicola protettiva trasparente da entrambi i lati della medicazione. Applicare uno o l'altro lato direttamente sul letto della ferita; se necessario tagliarla alla misura adeguata. Coprire con una medicazione secondaria in base al tipo di tessuto del letto della ferita e al livello di essudato.

Frequenza di cambio
A seconda dei livelli di essudato della ferita, eventuale presenza di fluido interstiziale circostante, di edema e del protocollo di medicazione, la medicazione può essere lasciata in posizione fino a 7 giorni. L'efficacia può diminuire in base alla quantità di essudato. Per conservare un livello efficace di miele, sostituire la medicazione quando il suo colore cambia in modo significativo. Facilitare la rimozione della medicazione irrigando il letto della ferita con soluzione salina.

Avvertenze e precauzioni
Il dispositivo è progettato per essere utilizzato una sola volta. Si sconsiglia di riutilizzare il dispositivo per evitare rischi di infezione.

Controindicazioni
Non usare se il paziente è allergico al veleno delle api, ai prodotti delle api o agli oli essenziali. Activon® Tulle contiene glucosio. Monitorare i livelli dei pazienti affetti da diabete. Alcuni pazienti hanno manifestato dolore all'applicazione; in base alla sensibilità della ferita può essere necessaria la somministrazione di un livello appropriato di analgesico. Se il dolore persiste senza diminuire, sospendere l'uso e irrigare la ferita con soluzione salina.

Avvertenze e precauzioni
Activon® Tulle è un prodotto monouso. Qualora esso venisse usato su più di un paziente, questo potrebbe causare contaminazione o infezioni incrociate. Aprire la confezione compromette la barriera sterile. Le medicazioni non utilizzate devono essere eliminate.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Smaltimento
Smaltire come rifiuti clinici.

IT Activon Tulle

Malla viscosa de punto impregnada con un 100 % de miel de Manuka

Descripción del producto
Activon® Tulle es un apósito principal de malla viscoso de punto impregnado con un 100 % de miel de Manuka de grado médico. El apósito está diseñado para proteger una herida, promover la sanación y permitir una vía de exudación. Es una opción ideal para heridas epitelizantes con riesgo de reinfección.

Indicaciones
Puede utilizarse en cualquier tipo de herida, por ejemplo: heridas superficiales, heridas de grosor parcial o completo, p. ej. cortes y abrasiones, úlceras de presión, úlceras en las piernas, heridas quirúrgicas, quemaduras, heridas infectadas, injertos y zonas dadoras. Puede ayudar con el desbridamiento si se utiliza conjuntamente con Activon en tubo.

Instrucciones de uso
Retire la película transparente trasera de ambos lados del apósito. Colocar directamente encima del lecho de la herida por cualquiera de los lados; puede cortarse a la medida necesaria. Cubrir con un apósito secundario, dependiendo del tipo de tejido del lecho de la herida y del nivel de exudado.

Frecuencia de cambio
Según los niveles de exudado de la herida, en función de si existe fluido intersticial alrededor o edemas y del número de capas que se hayan usado, puede dejarse el apósito hasta un máximo de 7 días. Será menos eficaz si está expuesto durante mucho tiempo al exudado de la herida. Para mantener un nivel de miel eficaz, sustituya el apósito si cambia de color significativamente. Será más fácil retirar el apósito si irriga el lecho de la herida con solución salina.

Aviso
Dispositivo de un solo uso. Desaconsejamos la reutilización del dispositivo ya que podría suponer riesgos de infección.

Contraindicaciones
No utilizar si el paciente es alérgico al veneno de abeja, a productos relacionados con las abejas o a los aceites esenciales. Activon® Tulle contiene glucosa. Deben controlarse los niveles de los pacientes que sufran de diabetes. Algunos pacientes pueden notar dolor al colocarlo, según la sensibilidad de la herida, por lo que puede ser necesario valorar el uso de algún analgésico adecuado. Si no remitiera el dolor, deje de utilizarlo e irrigue la herida con solución salina.

Avvertenze e precauzioni
Activon® Tulle è un prodotto monouso. Qualora esso venisse usato su più di un paziente, questo potrebbe causare contaminazione o infezioni incrociate. Aprire la confezione compromette la barriera sterile. Le medicazioni non utilizzate devono essere eliminate.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Smaltimento
Smaltire come rifiuti clinici.

Eliminación de residuos
Eliminar como residuo clínico.

ES Activon Tulle

%100 Manuka balı uygulanmış örgülü viskoz sargı

Ürün tanımlaması
Activon® Tulle, %100 Medikal Sınıf Manuka balı uygulanmış örgülü bir viskoz ana sargıdır. Sargı yarayı korumak, iyileştirmeyi hızlandırmak ve eksüda geçişine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Yeniden enfeksiyon riskinde olduğu algılanan epitelleşen yaralar için ideal seçenektir.

Endikasyonlar
Yüzeysel yaralar, kısmi veya tam kalınlıkta yaralar, örneğin kesik ve abrazyonlar, bası ülserler, bacak ülserleri, cerrahi yaralar, yanıklar, enfekte yaralar, grefler ve donör sahaları dahil olmak üzere her tür yarada kullanılabilir. Activon Tüp ile birlikte kullanılırsa debridmana yardımcı olabilir.

Kullanım talimatları
Sargının her iki kenarından şeffaf film desteği çıkarın. Herhangi bir tarafı aşağı gelecek şekilde yara yatağına doğrudan bastırın, keserek uygun boyuta getirilebilir. Yara yatağındaki doku tipine ve eksüda seviyesine bağlı olarak sekonder bir sargıyla kaplayın.

Değiştirme sıklığı
Eksüda seviyelerine, çevredeki interstisyel sıvılara, ödem ve sargı rejimine bağlı olarak sargı 7 güne kadar yerinde bırakılabilir. Yara eksüdasıyla seyreltildiğinde daha az etkili olur. Etkili bir bal seviyesi korumak için, renkte belirgin bir değişiklik olduğunda sargıyı değiştirin. Yara yatağını salin ile ıslatarak sargının çıkartılmasına yardımcı olun.

Uyarı
Cihaz, tek kullanımlık bir cihaz olarak tasarlanmıştır. Cihazın yeniden kullanılması enfeksiyon riski oluşturur ve bu nedenle önerilmez.

Kontraendikasyonlar
Hastanın arı zehrine, arı ürünlerine veya esans yağlarına alerjisi varsa kullanmayın. Activon® Tulle glüköz içerir. Diyabetli hastalarda seviye takibi yapın. Uygulandığında az sayıda hasta ağrı duymaktadır, yaranın hassasiyetine bağlı olarak uygun seviyede analjezik düşünülebilir. Ağrı hafifleden devam eterse, kullanmayı bırakın ve yarayı salin solüsyonuyla yıkayın.

Uyarı ve Önemler
Activon® Tulle, tek kullanımlık bir üründür. Birden fazla hastada kullanılırsa çapraz kontaminasyon veya enfeksiyon oluşabilir. Sargı paketinin açılması, steril bariyeri bozar. Kullanılmayan sargılar imha edilmelidir.
Saklama
Oda sıcaklığında saklayın.
İmha
Klinik atık olarak imha edin.

TR Activon Tulle

Πλεκτό πλέγμα από βισκόζ, εμποτισμένο με 100% μέλι μανούκα

Περιγραφή προϊόντος
Το Activon® Tulle είναι ένα πρωτεύον επίθεμα από πλεκτό πλέγμα από βισκόζ, εμποτισμένο με 100% μέλι μανούκα ιατρικών προδιαγραφών. Το επίθεμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει το τραύμα, να προάγει τη θεραπεία και να επιτρέπει τη διέλευση του εξιδρώματος. Αποτελεί ιδανική επιλογή για τραύματα του επιθηλιακού ιστού, για τα οποία θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο επιμόλυνσης.

Ενδείξεις
Δύνανται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους πληγών συμπεριλαμβανομένων: Επιφανειακών πληγών, πληγών μετρίου ή μεγάλου βάθους π.χ κοψίματα και εκδορές, έλκη πίσης, έλκη ποδιού, χειρουργικές πληγές, εγκαύματα, μολυσμένες πληγές, μοσχεύματα και δότριες επιφάνειες. Μπορεί να βοηθησει στον χειρουργικό καθαρισμό εφ’όσον χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Activon Tube.

Οδηγίες χρήσεως
Αφαιρέστε τη διαφανή επένδυση μεμβράνης και από τις δύο πλευρές του επιθέματος. Τοποθετήστε απευθείας πάνω στην κοίτη του τραύματος με οποιαδήποτε πλευρά προς τα κάτω. Δύνανται να κοπεί για να εφαρμοστεί. Καλύψτε με ένα δευτερεύον επίθεμα, ανάλογα με τον τύπο του ιστού που βρίσκεται μέσα στην κοίτη του τραύματος και τον βαθμό εξίδρωσης.

Συχνότητα αλλαγής
Ανάλογα με τον βαθμό εξίδρωσης, πιθανά αναπομεινάντα περιβάλλοντα υγρα, οίδημα και την θεραπευτική αγωγή, το επίθεμα δύναται να παραμείνει τοποθετημένο μέχρι και 7 ημέρες. Καθίσταται λιγότερο αποτελεσματικό όταν αραιώνεται από τις εξιδρώσεις του τραύματος. Για την διατήρηση ενός αποτελεσματικού επιπέδου μελιού , αλλάξτε το επίθεμα όταν το χρώμα μεταβάλλεται σημαντικά. Διευκολύνετε την απομάκρυνση του επιθέματος με την ενυδάτωση της κοίτης του τραύματος με αλατούχο διάλυμα.

Προειδοποίηση
Η συσκευή προορίζεται ως συσκευή μίας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίησή της ενέχει κίνδυνο λοίμωξης και αντενδείκνυται.

Αντενδείξεις
Μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς αλλεργικούς σε δηλητήριο μέλισσας ή σε προϊόντα μέλισσας ή σε αθέρια έλαια. Το Activon® Tulle περιέχει γλυκόζη. Ελέγχετε τα επίπεδα του σε ασθενείς με διαβήτη. Σε ορισμένους ασθενείς δύναται να παρουσιαστεί πόνος κατά την εφαρμογή, ανάλογα με τη ευαισθησία της πληγής, μπορεί να είναι αναγκαίο ένα κατάλληλο επίπεδο αναλγητικού. Αν ο πόνος συνεχίζεται αμείωτος διακόψτε την χρήση και ενυδατώστε την πληγή με αλατούχο διάλυμα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Το Activon® Tulle είναι ένα προϊόν μίας χρήσης. Εάν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από έναν ασθενείς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή λοίμωξη. Το άνοιγμα της συσκευασίας των επιδέσμων διακυβεύει τον φραγμό αποστείρωσης. Οι αχρησιμοποίητοι επιδέσμοι πρέπει να απορρίπτονται.

Φύλαξη
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Απόρριψη
Απορρίψτε το ως κλινικό απόρριμμα.

EL Activon Tulle

Maille en viscose tissée imprégnée de 100 % de miel de Manuka

Description du produit
Activon® Tulle est un pansement primaire constitué d'une maille en viscose tissée imprégnée de 100 % de miel de Manuka de qualité médicale. Le pansement a été conçu pour protéger la plaie, favoriser la cicatrisation et permettre le passage de l'exsudat. Il constitue un choix idéal pour les plaies en cours d'épithélialisation perçues comme présentant un risque de réinfection.

Indications
Peut être utilisé sur tous les types de plaies, incluant les plaies superficielles, partielles ou profondes, comme les coupures et les abrasions, les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les plaies chirurgicales, les brûlures, blessures infectées, les zones greffées ou donneuses. Peut faciliter le débridement si utilisé en conjonction avec Actcion Tube.

Mode d'emploi
Retirer le film protecteur des deux côtés du pansement. Appliquer le pansement, d'un côté ou de l'autre, directement sur la plaie. Peut être taillé aux dimensions voulues. Couvrir d'un pansement secondaire adapté au type de tissu dans le lit de la plaie et au degré d'exsudation.

Fréquence de changement
Selon le degré d'exsudation, la présence de liquide interstitiel ou d'œdème et les méthodes de pansement, le pansement peut demeurer en place jusqu'à 7 jours. Le pansement sera moins efficace si l'exsudat dilue son contenu. Pour maintenir une quantité appropriée de miel, remplacer le pansement quand la couleur change de façon notable. L'irrigation de la plaie avec une solution saline facilite le retrait du pansement.

Attention
Le dispositif est conçu pour être à usage unique. La réutilisation du dispositif comporte un risque d'infection et n'est pas recommandée.

Contre-indications
Ne pas utiliser si le patient est allergique au venin d'abeille, aux produits de l'abeille ou aux huiles essentielles. Activon® Tulle contient du glucose. Surveiller le niveau de glucose des patients diabétiques. L'application du pansement peut être douloureuse pour certains patients; selon la sensibilité de la plaie, il pourrait être nécessaire d'administrer une dose appropriée d'analgésique. Si la douleur persiste, enlever le pansement et irriguer la plaie avec une solution saline.

Avvertissements et précautions d'emploi
Activon® Tulle est un produit à usage unique. S'il est utilisé sur plus d'un patient, il peut en résulter une contamination croisée ou une infection. L'ouverture du pansement compromet la barrière stérile. Tout pansement inutilisé doit être mis au rebut.

Conservation
Ranger à température ambiante.
Élimination
Suivre les procédures d'élimination des déchets médicaux.

FR Activon Tulle

Dziana siatka wiskozowa impregnowana miodem Manuka (100%)

Opis produktu
Activon® Tulle to opatrunek pierwotny z dzianej siatki wiskozowej impregnowanej 100% miodem Manuka o jakości medycznej. Opatrunek ten jest przeznaczony do ochrony rany, przyspieszania procesu gojenia i umożliwiania odprowadzania wysięku. To idealny wybór w przypadku ran pokrywających się nabłonkiem, które uważane są za obarczone ryzykiem ponownego zakażenia.

Wskazania
Może być stosowany na każdy rodzaj ran, w tym: rany powierzchowne, rany pośredniej i pełnej grubości, np. skaleczenia i otarcia, odleżyny, owrzodzenia podudzi, rany chirurgiczne, oparzenia, zakażenia rany, miejsca po pobraniu przeszczepów skóry. Mogą pomóc w opracowaniu chirurgicznym rany, jeżeli są stosowane w połączeniu z Activon Tube.

Sposób użycia
Zdjąc przezroczystą folię ochronną z obu stron opatrunku. Umieścić bezpośrednio na ranie, można przycinać w celu dopasowania do kształtu rany. W zależności od rodzaju tkanki w obrębie łożyska rany lub poziomu wysięku drugim stosowanym opatrunkiem może być folia poliuretanowa lub opatrunek absorpcyjny.

Częstotliwość zmian opatrunku
Częstotliwość zmian opatrunku zależy od intensywności wysięku, płynu śródmiąższowego, obrzęku, trybu leczenia, jednak Activon można pozostawić na ranie nawet na okres do 7 dni. Opatrunek będzie mniej skuteczny w przypadku rozcięcia rany przez wysięk z rany. W przypadku znacznego rozjaśnienia koloru opatrunku należy go zmienić celem utrzymania skutecznego poziomu miodu na ranie. Przy zmianie opatrunku zaleca się przemyć rany roztworem soli fizjologicznej.

Ostrzeżenie
Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie jednorazowego użytku. Ponowne użycie urządzenia niesie ryzyko infekcji i nie jest zalecane.

Przeciwwskazania
Nie stosować u pacjentów uczulonych na jad pszczoły, produkty pszczele lub olejki eteryczne, tj. olejki z drzewa herbacianego. Activon® Tulle zawiera glukozę. Nie stwierdzono podwyższenia poziomu cukru we krwi podczas stosowania opatrunku, jednak zaleca się monitorowanie poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą. Zaaplikowany miód Activon może wywołać dyskomfort, dlatego w zależności od rodzaju rany może być konieczne podanie środka przeciwbólowego. W przypadku nieustępującego bólu, zaleca się zaprzestanie stosowania opatrunku oraz przemyć rany roztworem soli fizjologicznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Activon® Tulle to produkt jednorazowego użytku. W przypadku użycia u więcej niż jednego pacjenta może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe lub zakażenie. Otwarcie opakowania opatrunku powoduje naruszenie bariery sterylnej. Wszelkie nieużyte opatrunki powinny być wyrzucone.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Utylizacja
Zużyty opatrunek traktować jako odpad medyczny.

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS


ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS

ADVANCIS



	Catalogue Number		Consult instructions for use
	Do not re-use		Keep dry
	Sterilized using irradiation		Keep away from sunlight
	Do not use if package is damaged		Manufacturer
	Caution		Authorized representative in the European Community
	Quantity		Batch code
	Unique Device Identifier (UDI) carrier including the AIDC and human readable information)		Medical Device
	Date of manufacture/ Country of manufacture		CE Mark for Northern Ireland, EC & EU
	The product has made a financial contribution towards the recovery and recycling of packaging in Europe		Importer
	Do not re-sterilize		Single sterile barrier system
	Use-by date		Indicates the authorised representative in Switzerland

Activon Tulle

Knitted viscose mesh impregnated with 100% Manuka honey

Product description

Activon® Tulle is a knitted viscose mesh primary dressing impregnated with 100% Medical Grade Manuka honey. The dressing is designed to protect a wound, promote healing and allow the passage of exudate. It is an ideal choice for epithelialising wounds that are perceived to be at risk of re-infection.

Indications

May be used on all wound types including: Superficial wounds, partial or full thickness wounds, e.g. cuts and abrasions, pressure ulcers, leg ulcers, surgical wounds, burns, infected wounds, graft & donor sites. May assist with debridement if used in conjunction with Activon Tube.

Directions for use

Remove the clear film backing from both sides of the dressing. Place directly onto wound bed either side down, may be cut to size. Cover with a secondary dressing, depending on tissue type within the wound bed and level of exudate.

Frequency of change

Depending on wound exudate levels, any surrounding interstitial fluid, oedema and dressing regime the dressing may be left in place for up to 7 days. Will be less effective when diluted by wound exudate. To maintain an effective honey level, change the dressing when the colour changes significantly. Facilitate removal of the dressing by irrigating the wound bed with saline solution.

Warning

Device is intended as a single-use device. Re-using the device presents the risk of infection and is not recommended.

Contra-indications

Do not use if patient is allergic to bee venom, bee products or essential oils. Activon® Tulle contains glucose. Monitor the levels of patients with diabetes. A few patients experience pain when applied, depending on sensitivity of the wound it may be necessary to consider an appropriate level of analgesia. If pain continues unabated, discontinue use and irrigate the wound with saline solution.

Warnings and Precautions

Activon® Tulle is a single use product. If used on more than one patient, cross-contamination or infection may result. Opening the dressing pack compromises the sterile barrier. Any unused dressings should be discarded.

Storage

Store at room temperature.

Disposal

Dispose as clinical waste.

Activon Tulle

Gebreid viscose gaas geïmpregneerd met 100% Manuka honing

Productomschrijving

Activon® Tulle is een gebreid viscose primair gaasverband geïmpregneerd met 100% Manuka honing van medische kwaliteit. Het verband is ontworpen om een wond te beschermen, genezing te bevorderen en het afvloeien van ontstekingsvocht mogelijk te maken. Het is een ideale keuze bij epitheliserende wonden, die het risico lopen opnieuw geïnfecteerd te raken.

Indicaties

Kan gebruikt worden op alle type wonden, waaronder oppervlakkige -, partiële - en diepe wonden, Bijvoorbeeld: decubiti, ulcus cruris, chirurgische wonden, besmette wonden, brandwonden, schaafwonden en donor sites. Kan helpen bij debridement indien het samen met Activon Tube wordt gebruikt

Directions for use

Verwijder de doorzichtige achterkant van beide zijden van het verband. Plaats Activon® Tulle direct op het wondbed (beide zijden zijn te gebruiken); Breng een secundair verband aan naar keuze, afhankelijk van het type weefsel in het wondbed en mate van exsudatie.

Gebruiksduur

Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, interstitiële vloeistof, oedeem en verbandprotocol kan Activon® Tulle tot 7 dagen in de wond blijven. Activon® Tulle zal minder effectief worden naarmate het Activon plus verdund wordt door het exsudaat; om het juiste niveau te handhaven, verwissel u het verband wanneer dit significant van kleur is veranderd. Vereenvoudigt het verwijderen van het verband door het wondbed te irrigeren met een fysiologisch zout oplossing. (NaCl 0,9%).

Waarschuwing

Apparaat is slechts voor eenmalig gebruik. Het apparaat opnieuw gebruiken houdt het risico van infectie in en wordt niet aanbevolen.

Contra-indicaties

Gebruik niet wanneer men allergisch is voor bijengif of essentiële oliën. Activon® Tulle bevat glucose. Het is aan te raden om de bloedsuikerspiegel te monitoren bij diabetici. Sommige patiënten kunnen een pijnsensatie ervaren bij het gebruik van Activon honing. Afhankelijk van de sensitiviteit van de wond kan een juiste hoeveelheid pijnstiller overwogen worden. Wanneer de pijnsensatie blijft, stop dan met het gebruik van Activon® Tulle en spoel de wond met fysiologisch zout oplossing.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Activon® Tulle is een product voor eenmalig gebruik. Indien het wordt gebruikt voor meer dan één patiënt, kan kruisbesmetting of infectie optreden. Na openen van de verbandverpakking is deze niet meer steriel. Ongebruikte verbanden moeten worden weggegooid.

Opslag

Bewaar bij kamertemperatuur.

Verwijdering

Verwijder als klinisch afval.

Activon Tulle

Strikket viskosenet mættet med 100 % Manuka honning

Produktbeskrivelse

Activon® Tulle er en primær forbinding i strikket viskosenet, der er mættet med Manuka honning af 100 % medicinsk kvalitet. Forbindingen er designet til at beskytte et sår, fremme heling og tillade passage af eksudat. Det er et ideelt valg til epitheliserende sår, som anses for at være i fare for geninfektion.

Indikationer

Kan bruges til alle slags sår, inklusive: Overfladiske sår, helt eller delvist dybe sår, som f.eks. snit eller hudafskrabninger, tryksår, bensår, operationssår, inficerede sår, forbrændinger, transplantatsteder. Kan hjælpe ved fjernelse af fremmedlegeme ved brug sammen med Activon Tube.

Anvendelse

Fjern den klare filmbagside fra begge sider af forbindingen. Placer direkte på sårbundet med en af siderne nedad. Kan klippes til. Dæk med en sekundær forbinding alt efter vævstypen i sårbundet og mængden af eksudat.

Hyppeghed for udsiktning

Afhængigt af sårets eksudatmængde, omgivende interstitialvæske, ødem og hvor tit forbindingen skiftes, kan den have på i op til 7 dage. Den vil være mindre effektiv når den er fortyndet af såreksudat. Skift forbindingen når den betydeligt skifter farve, sådan at der opretholdes et effektivt niveau af honning. Gør det nemmere at fjerne forbindingen ved at komme saltopløsning på sårbundet.

Adværse

Anordningen er beregnet som en engangsanordning. Genanvendelse af anordningen giver risiko for infektion og frarådes.

Modindikationer

Bør ikke anvendes hvis patienten er allergisk over for bigift, biprodukter eller essentielle olier. Activon® Tulle indeholder glukose. Sukkersygepatienters glukoseniveau bør overvåges. Nogle få patienter kan føle smerte når forbindingen lægges og alt efter sårets følsomhed, bør det overvejes at give en passende mængde smertestillende. Hvis smerten vedbliver, bør behandlingen afbrydes og såret skylles med saltopløsning.

Adværse og forholdsregler

Activon® Tulle er et engangsprodukt. Hvis den anvendes til mere end én patient, kan det medføre krysskontaminering eller infektion. Ved at åbne forbindingspakken bliver den sterile barriere kompromiteret. Alle uanvendte forbindinger skal bortskaffes.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.

Bortskaffelse

Bortskaffes som klinisk affald.

Activon Tulle

100 % Manuka-hunajalla kyllästetty neulottu viskoosiverkko

Tuotteen kuvaus

Activon® Tulle on ensisijaiseksi sidokseksi tarkoitettu neulottu viskoosiverkko, joka on kyllästetty 100-prosenttisellä lääketieteellisellä Manuka-hunajalla. Sidosta käytetään kohtalaisesti erittäviin haavoihin. Sidos on suunniteltu suojaamaan haavaa, edistämään paranemista ja sallimaan eritteiden läpikäyminen. Se on ihanteellinen vaihtoehto epitelisoiviin haavoihin, joissa on uudelleen infektoitumisen riski.

Käyttöaiheet

Voidaan käyttää kaikentyyppisissä haavoissa, mm. seuraavissa: pinnalliset haavat, oisittaiset tai koko ihon syyviset haavat, esimerkiksi viillot ja hankaumat, painehaavat, säarihaavat, leikkaushaavat, infekti haavoja, palovammat, siirre- ja luovutuskohdat. Voi auttaa haavan elottoman kudoksen poistossa, kun sitä käytetään yhdessä lääkkeellisen Activon Tube -hunajavoiteen kanssa.

Käyttöohjeet

Irrota selkeä kalvotuki siteen molemmilta puolilta. Aseta suoraan haavapohjaan kumpi tahansa puoli alaspäin; voidaan leikata paloiksi. Peitä haavapohjan kudostyyppiin ja eritemäärän mukaan valittavalla toissijaisella sidoksella.

Vaihtotiheys

Haavan eritemäärän, ympäristön soluvälinesteen, turvotuksen ja sidosohjeiden mukaan Activon-sidos voidaan pitää paikallaan enintään 7 vuorokautta. Teho heikkenee haavaeritteen laimentaessa sitä. Tehokkaan hunajamäärän ylläpitämiseksi vaihda sidos värin muuttuessa huomattavan paljon. Voit helpottaa sidoksen poistamista huuhdella haava suolaliuoksella.

Varoitukset ja varoitus

Laitte on tarkoitettu yksikäyttöiseksi laitteeksi. Laitteen uudelleenkäyttö aiheuttaa infektiovaaran, eikä sitä suositella.

Vasta-aiheet

Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia mehiläismyrkylle, mehiläistuotteille tai eteerisille öljyille. Activon® Tulle sisältää glukoosia. Seuraa diabeetikkojen tasoja. Jotkut potilaat tuntevat kipua sidosta laitettaessa; haavan arkuuden mukaan saattaa olla tarpeen harkita sopivan kipulääkännoksen antamista. Jos kipu ei lieviy, poista sidos, ja huuhdo haava suolaliuoksella.

Varoitukset ja varoitus

Activon® Tulle on kertakäyttöinen tuote. Jos sitä käytetään useammalla kuin yhdellä potilaalla, seurauksena voi olla ristikontaminaatio tai infektiio. Sidospakkauksen avaaminen vaarantaa steriiliin esteen. Käyttämättömät sidokset tulee hävittää.

Säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä.

Hävittäminen

Hävitä klinisenä jätteenä.

Activon Tulle

Sammenflettet vikosenett impregneret med 100 % Manuka-honning

Produktbeskrivelse

Activon® Tulle er en sammenflettet bandasje med vikosenett som er impregneret med 100 % medisinsk Manuka-honning. Bandasjen er utformet for å beskytte sår, fremme heling og tillate passasje av eksudat. Det er et ideelt valg for heling av sår som anses å ha risiko for nye infeksjoner.

Indikasjoner

Kan brukes på alle sårtyper inkludert: Overfladiske sår, delhuds- eller fullhudsskader, for eksempel kutt og avskrapninger, trykksår, leggsår, kirurgiske sår, infiserte sår, brannår, transplantat- og donorsteder. Kan bidra til debridering ved bruk sammen med Activon Tube.

Bruksanvisning

Fjern den transparente filmen fra begge sider av bandasjen. Plasseres direkte på sårsegen med hvilken som helst side ned, kan klippes til ønsket størrelse. Dekkes med en tilleggsbandasje avhengig av vevstype i sårsegen og hvor mye eksudat som utskilles.

Hvor ofte skal den skiftes?

Bandasjen kan sitte på i opp til 7 dager avhengig av hvor mye eksudat som utskilles, om det er noen omkringliggende interstitiell væske, ødemer og bandasjeregime. Vil være mindre effektivt ved utspåning med såreksudat. For å opprettholde et effektivt honningnivå skal bandasjen skiftes når fargen forandres vesentlig. Det er lettere å fjerne bandasjen ved å irrigere sårsegen med fysiologisk saltvann.

Adværse

Enheten er ment for engangsbruk. Det anbefales at du ikke bruker denne enheten på nytt grunnet faren for infeksjon.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes hvis pasienten er allergisk for bigift, produkter fra bier eller eteriske oljer. Activon® Tulle inneholder glukose. Overvåk nivåene hos pasienter med diabetes. Noen pasienter opplever smerte ved applicering, beroende på sårets følsomhet kan det bli nødvendig å overvåge en lämplig nivå av smertestillende middel. Hvis smerten fortsetter uavbrutt, avbryt bruken og irrigert såret med fysiologisk saltvann.

Adværse og forholdsregler

Activon® Tulle är en engangsartikel. Användande på mer än en patient kan resultera i korskontaminering eller infektion. Öppnandet av förbandets förpackning komprometterar den sterila barriären. Allt använt förband bör kasseras.

Lagring

Lagres ved romtemperatur.

Avfall

Kastes som klinisk avfall.

Activon Tulle

Stickat viskosnät impregnerat med 100 % manukahonung

Produktbeskrivning

Activon® Tulle är ett stickat primärt viskosnätförband impregnerat med 100 % medicinsk manukahonung. Förbandet är utformat för att skydda såret, främja läkning och medge exsudation. Det är idealiskt för epitelialisering av sår där infektionsrisk föreligger.

Indikationer

Kan användas på alla sårtyper inkluderande: ytliga sår, del- eller helhudsår t.ex. skarsår och skrubbsår, trycksår, bensår, operationssår, brännskador, infekterade sår, transplantat- och donatorområden. Kan vara till hjälp vid debridering vid användning tillsammans med Activon® Tube.

Bruksanvisning

Fjern den transparente filmen fra begge sider av bandasjen. Plasseres direkte på sårsegen med hvilken som helst side ned, kan klippes til ønsket størrelse. Dekkes med en tilleggsbandasje avhengig av vevstype i sårsegen og hvor mye eksudat som utskilles.

Hvor ofte skal den skiftes?

Bandasjen kan sitte på i opp til 7 dager avhengig av hvor mye eksudat som utskilles, om det er noen omkringliggende interstitiell væske, ødemer og bandasjeregime. Vil være mindre effektivt ved utspåning med såreksudat. För att bibehålla en effektiv nivå av honung, byt förbandet när färgen ändras signifikant. Underlättat avlägsnande av förbandet genom spolning av sårbädden med koksaltlösning.

Varning

Förbandet är en engangsprodukt. Återanvändning av förband innebär risk för infektion och rekommenderas inte.

Kontraindikationer

Frå inte användas om patienten är allergisk för bigift, biprodukter eller eteriska oljor. Activon® Tulle innehåller glukos. Övervåk nivåerna hos patienter med diabetes. Noen pasienter opplever smärta vid applicering, beroende på sårets følsomhet kan det bli nødvendig å overvåge en lämplig nivå av smertestillende middel. Hvis smerten fortsetter uavbrutt, avbryt bruken og irrigert såret med fysiologisk saltvann.

Adværse og forholdsregler

Activon® Tulle är en engangsartikel. Användande på mer än en patient kan resultera i korskontaminering eller infektion. Öppnandet av förbandets förpackning komprometterar den sterila barriären. Allt använt förband bör kasseras.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Kassering

Kassera som kliniskt avfall.

Activon Tulle

Gewirktes Viskosenetz, getränk mit 100% Manukahonig

Produktbeschreibung

Activon® Tulle ist eine primäre Wundauflage aus gewirktem Viskosenetz, getränkt mit 100% medizinischem Manukahonig. Die Wundauflage ist so konzipiert, eine Wunde zu schützen, die Heilung zu fördern und den Durchtritt von Exsudat zu ermöglichen. Sie ist eine ideale Wahl für epithelisierende Wunden, weil sie gerade diese sensible Wundheilungsphase sehr verlässlich schützt.

Indikation

Kann bei allen Wundarten verwendet werden, u.a. auch bei oberflächlichen Wunden, partiellen und Vollhautdefekten wie Schnitten und Schürfwunden, Druckgeschwüren, Unterschenkelgeschwüren, Operationswunden, Verbrennungen, Hauttransplantaten Angesteckte Wunden. Kann bei Verwendung zusammen mit Activon Tube bei Debridement helfen

Gebrauchsanleitung

Entfernen Sie den durchsichtigen Film von beiden Seiten der Auflage. Egal mit welcher Seite nach unten direkt auf der Wunde platzieren. Kann zugeschnitten werden. Mit einem sekundären Pflaster oder Verband, je nach Gewebearbeit im Wundbett und Exsudatmenge, abdecken.

Wie oft sollte man wechseln?

Abhängig von der Exsudatmenge, eventuell umliegender Gewebsflüssigkeit oder Ödemem und der Verbandsart kann die Auflage bis zu 7 Tage verbleiben. Bei Verdünnung durch Wundexsudat verringert sich die Wirksamkeit. Für eine stets effektive Honigschicht sollte die Auflage gewechselt werden, sobald sie sich merklich verfärbt. Das Entfernen der Auflage kann durch Befeuchten des Wundbetts mit einer Kochsalzlösung erleichtert werden.

Warnung

Gerät ist als Einmalgerät vorgesehen. Eine erneute Verwendung des Geräts birgt das Risiko einer Infektion und ist nicht angeraten.

Gegenanzeigen

Nicht bei Allergie gegen Bienengift, Bienenprodukte oder ätherische Öle verwenden. Activon® Tulle enthält Glukose – Patienten mit Diabetes müssen ärztlich überwacht werden. Manchmal wird von Schmerzen beim Anbringen berichtet. Je nach Sensitivität der Wunde kann eine angebrachte Dosis Schmerzmittel erwogen werden. Sollte der Schmerz nicht nachlassen, Produkt entfernen und Wunde mit Kochsalzlösung spülen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Activon® Tulle ist ein Produkt zum einmaligen Gebrauch. Bei Verwendung bei mehr als einem Patienten kann es zu einer Kreuzkontamination oder Infektion kommen. Das Öffnen der Verpackung der Wundauflage gefährdet die Sterilbarriere. Alle unbenutzten Wundauflagen müssen entsorgt werden.

Aufbewahrung

Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

Activon Tulle

Pletena viskozna mrežica impregnirana 100 %-tnim Manuka medom

Opis proizvoda

Activon® Tulle pletena je viskozna, mrežasta primarna obloga impregnirana 100 %-tnim Manuka medom za medicinsku upotrebu. Obloga je dizajnirana da štiti ranu, potiče cijeljenje i dozvoljava prolaz eksudata. Obloga je idealan izbor za epitelizirajuće rane gdje postoji rizik od infekcije.

Indikacije

Može se upotrebljavati na svim tipovima rana uključujući: površinskim ili dubokim ranama, npr. ogrebotine i posjekotine, dekubitus, ulkuse na nogama, kirurške rane, opekline, inficirane rane, presađenu kožu i mjesta s kojih je uzeta koža. U kombinaciji sa Activon Tubom pogodan je za debridman rane.

Način primjene

Uklonite proziran film s obje strane obloge. Postavite direktno na ranu bez obzira sa koje strane, može se rezati na određenu veličinu. Prekriti sa sekundarnom oblogom, ovisno o vrsti tkiva na dnu rane i količini eksudacije.

Učestalost mijenjanja

Ovisno o količini eksudata, bilo kakvoj okolnoj međustaničnoj tekućini, oteklini i režimu previjanja, obloga može ostati na mjestu do 7 dana. Biti će manje učinkovita kada se razrijedi zbog eksudata iz rane. Za održavanje učinkovite razine meda, promijenite oblogu kada se se značajno promijeni boja. Olakšajte uklanjanje obloge ispiranjem rane fiziološkom otopinom.

Upozorenje

Proizvod je namijenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovno korištenje predstavlja rizik od infekcije i ne preporuča se.

Kontraindikacije

Ne koristiti ako je pacijent alergičan na pčelinji otrov, med ili esencijalna ulja. Activon Tulle sadrži glukozu. Mjeriti razinu šećera kod pacijenata koji boluju od dijabetesa. Neki pacijenti mogu osjećati bol tijekom primjene, ovisno o osjetljivosti rane možda će trebati primijeniti odgovarajuću razinu analgetika. Ako se bol ne počne smanjivati, prekinite s upotrebom i natopite ranu fiziološkom otopinom.

Upozorenja i mjere opreza

Activon Tulle je proizvod za jednokratnu upotrebu. Ako se koristi na više od jednog pacijenta može doći do unakrsne kontaminacije ili infekcije. Otvarajući pakiranje obloge ugrožava se sterilna barijera. Bilo koju neiskorištenu oblogu potrebno je baciti.

Zbrinjavanje

Odložiti u medicinski otpad.

Čuvanje

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Activon Tulle

Pletena viskozna mrežica impregnirana 100 %-tnim Manuka medom

Opis proizvoda

Activon® Tulle pletena je viskozna, mrežasta primarna obloga impregnirana 100 %-tnim Manuka medom za medicinsku upotrebu. Obloga je dizajnirana da štiti ranu, potiče cijeljenje i dozvoljava prolaz eksudata. Obloga je idealan izbor za epitelizirajuće rane gdje postoji riz