



ADVANCIS

 Brightwake Ltd, Lowmoor Business Park,
Kirkby in Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ
Tel: +44 (0) 1623 751500
Fax: +44 (0) 871 264 8238
Email: info@advancis.co.uk
Web: www.advancis.co.uk

  CS Lifesciences Europe Limited, The Black
Church, St Mary's Place, Dublin 7, Dublin, D07
P4AX, Ireland
eurep@cslifesciences.com

  Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug
Switzerland



Advancis Medical is a trading name of Brightwake Ltd.

Eclipse® Adherent Sacral®

Curativo superabsorvente sacral com camada de contato de silicone suave Silfix®

Descrição do Produto

O Eclipse® Adherent Sacral é um curativo para o tratamento de ferimentos com exsudação criado para a região sacral. O curativo combina uma camada de contato de silicone suave Silfix®, uma camada de drenagem rápida, uma camada de CrystaLock™, que é altamente absorvente e retém a exsudação, uma camada sob o dorso para a distribuição homogênea da exsudação e um dorso que evita o vazamento.

Indicações

Feridas de exsudação moderada a intensa na área sacral, como, por exemplo, úlceras por pressão.

Contraindicações

Feridas com muito sangramento e sangramento arterial.

Modo de usar:

Aplique sobre a ferida (face branca de silicone para baixo) permitindo um mínimo de uma borda de 2 centímetros cobrirem ao redor da área ferida. Não corte o Eclipse® Adherent Sacral. Fixe a almofada do curativo com esparadrapo ou atadura adequadamente. O Eclipse® Adherent Sacral pode ser usado como curativo principal ou secundário.

Frequência de troca

O tempo de uso dependerá do nível de exsudação. O Eclipse® Adherent Sacral deve ser trocado antes que o curativo atinja a capacidade, porém, dependendo do nível de exsudação da ferida, pode ser deixado no local por até 7 dias.

Descarte

Descarte o produto como resíduo hospitalar.

Eclipse Adherent Sacral®

Silfix® 소프트 실리콘 접촉막이 있는 고흡수성 드레싱.

제품 설명

Eclipse® Adherent Sacral은 천골 부위를 위한 삼출액 관리 상처 드레싱입니다. Silfix® 소프트 실리콘 접촉막, 신속한 흡수층, 흡수력이 뛰어나고 삼출액 배출을 막아주는 CrystaLock™ 층, 삼출액의 고른 분포를 위한 보조막층 및 누출을 방지하는 비투과막으로 이루어져 있습니다.

효능

천골 부위의 심한 삼출성 상처에 적합: 옥창.

금기

동맥 출혈과 심한 출혈 상처.

사용상의 주의 사항

상처 부위에 가장자리가 최소 2cm는 겹치도록 하며 상처에 (흰색 실리콘을 밑으로 향하게 함) 사용합니다. Eclipse® Adherent Sacral 을 자르지 마십시오. 테이프 또는 반창고로 드레싱 패드를 알맞게 고정시킵니다. Eclipse® Adherent Sacral은 1차 또는 2차 드레싱으로 사용할 수 있습니다.

교체 빈도

삼출액의 정도에 따라 교체합니다. Eclipse® Adherent Sacral은 드레싱의 흡수력이 다되기 전에 교체해야 하지만 상처 삼출액 정도에 따라, 최고 7일까지 그대로 둘 수도 있습니다.

폐기

의료 폐기물로서 처리합니다.

Eclipse Adherent Sacral®

Medicazione sacrale altamente assorbente con con strato di contatto in silicone morbido Silfix®

Descrizione del prodotto

Eclipse® Adherent Sacral è una medicazione per il trattamento dell'essudato delle ferite specifica per l'area sacrale. La medicazione combina uno stato di contatto in silicone morbido Silfix®, uno strato ad assorbimento rapido, uno strato CrystaLock™ altamente assorbente e drenante dell'essudato, uno strato di supporto sottostante per distribuire uniformemente l'essudato e uno strato di supporto che impedisce la fuoriuscita dell'essudato dai bordi.

Indicazioni

Para heridas con exudación de moderada a fuerte en la zona del sacro, p. ej., úlceras de decúbito.

Contraindicaciones

Hemorragias arteriales y heridas con hemorragia importante.

Controindicazioni

Sanguinamento arterioso e ferite con sanguinamento abbondante.

Istruzioni per l'uso

Aplicare alla ferita (con il lato con silicone bianco verso il basso) lasciando almeno uno spazio di 2 cm attorno all'area della ferita. Non tagliare Eclipse® Adherent Sacral. Fissare il tampone medicante con cerotto o con fasciatura adeguata. Eclipse® Adherent Sacral può essere usata come medicazione primaria o secondaria.

Frecuencia de cambio

La frecuencia de cambio dependerá del nivel de exudado. Eclipse® Adherent Sacral debe cambiarse antes de que el apósito llegue a su máxima capacidad, pero, dependiendo de los niveles de exudado de las heridas, puede dejarse colocado hasta durante 7 días.

Eliminación

Eliminar como residuo clínico.

Smaltimento

Smaltire come rifiuto sanitario.

Eclipse Adherent Sacral®

Apósito sacro superabsorbente con suave capa de contacto de silicona Silfix®

Descripción del producto

Eclipse® Adherent Sacral es un apósito para el tratamiento de heridas especialmente diseñado para la zona del sacro. El apósito combina una suave capa de contacto de silicona Silfix®, una capa de dispersión rápida, una capa CrystaLock™ altamente absorbente y que bloquea el exudado, una capa de revestimiento secundario para una distribución uniforme del exudado y un revestimiento impenetrable para evitar secreciones.

Indicaciones

Para heridas con exudación de moderada a fuerte en la zona del sacro, p. ej., úlceras de decúbito.

Contraindicaciones

Hemorragias arteriales y heridas con hemorragia importante.

Instrucciones de uso

Aplicar sobre la herida (con la cara de la silicona blanca hacia abajo), dejando un borde de un mínimo de 2 cm alrededor de la zona de la herida. No corte Eclipse® Adherent Sacral. Fije el apósito con cinta o vendas, según proceda. Eclipse® Adherent Sacral puede utilizarse como apósito primario o secundario.

Frecuencia de cambio

La frecuencia de cambio dependerá del nivel de exudado. Eclipse® Adherent Sacral debe cambiarse antes de que el apósito llegue a su máxima capacidad, pero, dependiendo de los niveles de exudado de las heridas, puede dejarse colocado hasta durante 7 días.

Eliminación

Eliminar como residuo clínico.

Eclipse Adherent Sacral®

Silfix® yumuşak silikon temas katmanı bulunan süper emici sakral sargı bezi

Ürün Tanımlaması

Eclipse® Adherent Sacral, sakral bölge için özel olarak tasarlanmış bir eksüda yönetimi yara sargısıdır. Sargı, Silfix® yumuşak silikon temas katmanına, son derece emici olan ve eksüdayı kilitleyen CrystaLock™ katmanına, eksüdanın dengeli şekilde dağıtılması için alt destek katmanına ve sızıntıyı önlemek için geçirimsiz sirt katmanına sahiptir.

Endikasyonlar

Sakral bölgedeki, bası ülserleri gibi orta ve ağır eksüdalı yaralar içindir.

Kontra Endikasyonlar

Arteryel kanamalar ve ağır kanamalı yaralar.

Kullanım Talimatları

Yaraya (beyaz silikon yüz aşağı gelecek şekilde) uygulayın ve yara çevresinde minimum 2 cm kenar örtüşmesi sağlayın. Eclipse® Adherent Sacral sargıları kesmeyin. Sargıyı bant veya bandajla uygun şekilde sıkıştırın. Eclipse® Adherent Sacral, primer veya ikincil sargı olarak kullanılabilir.

Değiştirme sıklığı

Aşınma süresi, eksüda seviyesine bağlıdır. Eclipse® Adherent Sacral, sargı kapasitesine ulaşmadan değiştirilmelidir ancak yara eksüda seviyelerine bağlı olarak 7 güne kadar yerinde bırakılabilir.

İmha

Klinik atık olarak imha edin.

Eclipse Adherent Sacral®

Υπεραπορροφητικό επίθεμα ιερού οστού με στρώμα επαφής από μαλακή σιλικόνη Silfix®

Περιγραφή προϊόντος

Το Eclipse® Adherent Sacral ένα επίθεμα για τη διαχείριση του εξιδρώματος ειδικά σχεδιασμένο για την περιοχή του ιερού οστού. Το επίθεμα συνδυάζει ένα στρώμα επαφής από μαλακή σιλικόνη Silfix®, ένα στρώμα ταχείας διήθησης, ένα στρώμα CrystaLock™, το οποίο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό και λειτουργεί ως φραγμός του εξιδρώματος, ένα επιπλέον υπόστρωμα για ίση κατανομή εξιδρώματος και ένα επιπλέον μη διαπερατό υπόστρωμα για αποτροπή διαρροών.

Ενδείξεις

Μεσαία έως βαριά εξιδρωματικά τραύματα στην περιοχή του ιερού οστού, όπως έλκη κατάκλισης.

Αντενδείξεις

Αρτηριακή αιμορραγία και τραύματα με σοβαρή αιμορραγία.

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε στο τραύμα (η λευκή σιλικόνη με όψη προς τα μέσα), αφήνοντας τουλάχιστον 2 εκ. περιθωρίου επικάλυψης γύρω από την περιοχή του τραύματος. Μην κόβετε το Eclipse® Adherent Sacral. Σταθεροποιήστε κατάλληλα το επίθεμα με λευκοπλάστη ή επίδεσμο. Το Eclipse® Adherent Sacral μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο ή δευτερεύον επίθεμα.

Συχνότητα αλλαγής

Ο χρόνος φθοράς εξαρτάται από το επίπεδο του εξιδρώματος. Το Eclipse® Adherent Sacral πρέπει να αλλάζεται προτού το επίθεμα προσεγγίσει τη μέγιστη χωρητικότητά του, αλλά, ανάλογα με τα επίπεδα εξιδρώσεως του τραύματος, μπορεί να διατηρηθεί στη θέση του επί έως και 7 ημέρες.

Απόρριψη

Το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται ως κλινικό απόβλητο.

Eclipse Adherent Sacral®

Pansement sacré super absorbant avec couche de contact en silicone souple Silfix®

Description du produit

Eclipse® Adherent Sacral est un pansement pour la prise en charge de l'exsudat spécialement conçu pour la zone sacrée. Le pansement combine une couche de contact en silicone souple Silfix®, une couche d'imbibition rapide, une couche CrystaLock™, qui est extrêmement absorbante et bloque l'exsudat à distance, une sous-couche de support pour une distribution homogène de l'exsudat et un support externe imperméable pour éviter les fuites.

Indications

Plaies allant de modérément à fortement exsudatives de la région sacrée, par exemple les ulcères de pression

Contre-indications

Les saignements artériels et les plaies avec saignement abondant.

Mode d'emploi

Appliquer sur la plaie (face en silicone blanc vers le bas) laissant un minimum de recouvrement des bords autour de la plaie de 2 cm au moins. Ne pas couper Eclipse® Adherent Sacral. Fixer le pansement avec du sparadrap ou un bandage de manière appropriée. Eclipse® Adherent Sacral peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.

Fréquence de changement

Le temps de port dépendra du niveau de l'exsudat. Eclipse® Adherent Sacral doit être changé avant que le pansement n'atteigne sa capacité d'absorption maximale, mais en fonction des niveaux d'exsudats de la plaie ; il peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.

Élimination

Éliminer le pansement avec les déchets médicaux.

Eclipse Adherent Sacral®

Opatrunek superchłonny na okolicę krzyżową z miękką silikonową powłoką przylegającą Silfix®

Opis produktu

Eclipse® Adherent Sacral to opatrunek do opanowywania wysięku z rany, specjalnie zaprojektowany dla okolicy krzyżowej. Opatrunek składa się z miękkiej silikonowej powłoki przylegającej Silfix®, warstwy szybko wchłaniającej, warstwy CrystaLock™, która cechuje się dużą chłonnością i blokuje wysięk, warstwy przedostatniej zapewniającej równomierną dystrybucję wysięku oraz zabezpieczonej przed przebicciem warstwy nośnej, która zapobiega wyciekowi.

Wskazania

Do ran w okolicy krzyżowej o umiarkowanym lub silnym wysięku, np. odleżyn.

Przeciwwskazania

Krwawienie z tętnic i silnie krwawiące rany.

Sposób użycia

Nakładać na ranę (biały silikon do dołu), pozostawiając warstwę ograniczającą o szerokości co najmniej 2 cm wokół obszaru rany. Nie ciąć opatrunku Eclipse® Adherent Sacral. Poprawnie zabezpieczyć podkładkę opatrunku plastrem lub bandażem. Eclipse® Adherent Sacral może być wykorzystywany jako opatrunek pierwotny lub wtórny.

Częstotliwość zmiany opatrunku

Czas noszenia jest uzależniony od poziomu wysięku. Opatrunek Eclipse® Adherent Sacral musi być zmieniony zanim osiągnie granicę chłonności, ale zależnie od stopnia sączenia rany może pozostawać na ranie do 7 dni.

Utylizacja


Utylizować jak odpady kliniczne.

ADVANCIS

ECLYPSE ADHERENT SACRAL

Super Absorbent Dressing

Instructions for use



	Catalogue Number		Consult instructions for use
	Do not re-use		Keep dry
	Sterilized using ethylene oxide		Keep away from sunlight
	Do not use if package is damaged		Manufacturer
	Caution		Authorized representative in the European Community
	Quantity		Batch code
	Unique Device Identifier (UDI carrier including the AIDC and human readable information)		Medical Device
	Date of manufacture/ Country of manufacture		CE Mark for Northern Ireland, EC & EU
	The product has made a financial contribution towards the recovery and recycling of packaging in Europe		Importer
	Do not re-sterilize		Single sterile barrier system
	Use-by date		Indicates the authorised representative in Switzerland
	Device should not be cut		Moderate/High Exudate

Eclypse® Adherent Sacral EN

Superabsorbent sacral dressing with Silfix® soft silicone contact layer

Product Description

Eclypse® Adherent Sacral is an exudate management wound dressing especially designed for the sacral area. The dressing combines a Silfix® soft silicone contact layer, a rapid wicking layer, a CrystaLock™ layer, which is highly absorbent and locks away exudate, a sub-backing layer for even exudate distribution and a non-strikethrough backing to prevent leakage.

Indications

Moderate to heavily exuding wounds on the sacral area such as pressure ulcers.

Contra-Indications

Arterial bleeds and heavily bleeding wounds.

Directions for Use

Apply to wound (white silicone face down) allowing a minimum of a 2cm border overlap around the wound area. Do not cut Eclypse® Adherent Sacral. Secure the dressing pad with tape or bandage appropriately. Eclypse® Adherent Sacral can be used as a primary or secondary dressing.

Frequency of change

Wear time will depend on the level of exudate. Eclypse® Adherent Sacral must be changed before dressing reaches capacity but depending on wound exudate levels, may be left in place for up to 7 days.

Disposal

Dispose as clinical waste.

Eclypse® Adherent Sacral NL

Superabsorberend schuimverband met Silfix® zachte siliconen contactlaag

Productomschrijving

Eclypse® Adherent Sacraal is een verband voor wondvochtbeheer dat speciaal is ontworpen voor het sacraal gebied. Het verband combineert een Silfix® zachte siliconen contactlaag, een snelabsorberende laag, een CrystaLock™ laag, die sterk absorberend is en wondvocht insluit, een laag onder de achterkant voor gelijkmatige verdeling van wondvocht en een ondoordringbare achterkant om doorlekken te voorkomen.

Indicaties

Matig to zwaar exuderende wonden in het sacraal gebied zoals decubitus.

Contra-Indicaties

Slagaderlijke bloedingen en hevige bloedende wonden.

Gebruiksaanwijzingen

Breng aan op wond (witte siliconelaag beneden) met minimaal 2 cm overlapping van de rand met het wondoppervlak. Eclypse® Adherent Sacraal niet knippen. Bevestig het verbandkussen met tape of zwachtel het goed in. Eclypse® Adherent Sacral kan worden gebruikt als een primair of secundair verband.

Frequentie van verbandwissel

Draagtijd zal afhangen van de hoeveelheid wondvocht. Eclypse® Adherent Sacraal moet worden verwisseld voordat verband zijn capaciteit bereikt maar, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht, kan het tot 7 dagen blijven zitten.

Afvoer

Afvoeren als klinisch afval.

Eclypse® Adherent Sacral DA

Superabsorberende sacralforbinding med blødt Silfix® kontaktag af silikone

Produktbeskrivelse

Eclypse® Adherent Sacral er en sårforbinding til til at styre eksudat, der er specielt designet til sacralområdet. Forbindingen kombinerer et blødt Silfix® kontaktag af silikone, et hurtigt opsugende lag, et CrystaLock™-lag, som er yderst absorberende og fjerner eksudat, et underliggende lag til jævn fordeling af eksudat og en uigennemtrængelig bagside for at forhindre lækage.

Anvisninger

Moderat til kraftigt eksuderende sår i sacralområdet såsom tryksår.

Kontraindikationer

Arterieblødninger og kraftigt blødende sår.

Brugsanvisning

Lægges på såret (med den hvide silikoneside nedad) med en mindste overlapning på 2 cm omkring sårområdet. Undlad at klippe Eclypse® Adherent Sacral. Fastgør forbindingspuden med tape eller bandage hensigtsmæssigt. Eclypse® Adherent Sacral kan bruges som en primær eller sekundær forbinding.

Vaihtoväli

Käyttöaika riippuu eritteen määrästä. Eclypse® Adherent Sacral on vaihdettava ennen kuin sidos saavuttaa imukykinsä rajan, mutta haavaeritteen määrästä riippuen sitä voidaan käyttää jopa 7 päivää.

Hävittäminen

Skal bortskaffes som klinisk affald.

Eclypse® Adherent Sacral FI

Erittäin imukykyinen sakraalisidos, jossa on pehmeä Silfix®-silikonikontaktikerros

Tuotekuvaus

Eclypse® Adherent Sacral on eritteiden hallintaan tarkoitettu haavasidos, joka on erityisesti suunniteltu sakraalialueelle. Sidoksessa yhdistyvät pehmeä Silfix®-silikonikontaktikerros, nopeasti imeytyvä kerros, CrystaLock™-kerros, joka on erittäin imukykyinen ja sitoo eritettä, alikerros, joka jakaa eritteen tasaisesti ja vettä hylkivä tausta vuotojen estämiseksi.

Käyttöaiheet

Kaikkiin sakraalialueella erittäviin haavoihin, esimerkiksi painehaavoihin.

Vasta-aiheet

Valtimovuodot ja runsaasti vuotavat haavat.

Käyttöohjeet

Aseta haavalle (valkoinen silikonikerros alapäin) siten, että haavan ympärille tulee vähintään 2 cm:n reunus. Älä leikkaa Eclypse® Adherent Sacral -sidosta. Varmista sidostyyryn pysyminen teipillä tai siteellä asianmukaisesti. Eclypse® Adherent Sacral-sidosta voidaan käyttää ensisijaisena tai toissijaisena sidoksena.

Vaihtoväli

Käyttöaika riippuu eritteen määrästä. Eclypse® Adherent Sacral on vaihdettava ennen kuin sidos saavuttaa imukykinsä rajan, mutta haavaeritteen määrästä riippuen sitä voidaan käyttää jopa 7 päivää.

Hävittäminen

Hävitetään klinisenä jätteenä.

Eclypse® Adherent Sacral NO

Superabsorberende sakralbandasje med Silfix® kontaktag i myk silikon

Produktbeskrivelse

Eclypse® Adherent Sakral er en bandasje til håndtering av såreksudat, spesialtilpasset sakralområdet. Bandasjen kombinerer et Silfix® kontaktag av myk silikon, ett snabbabsorberende lager, ett mjukt silikonkontaktag av Silfix®, ett snabbabsorberende lager, ett CrystaLock™-lager som är högabsorberande och kapslar in exsudat, ett understödjande lager för jämn exsudatdistribution och ett icke-ugjennomtrængelig lag på baksiden för å forhindre lekkasje.

Indikasjoner

Moderate til sterkt eksuderende sår i sakralområdet, for eksempel trykksår.

Kontraindikasjoner

Arterielle blødninger og sterkt blødende sår.

Bruksanvisning

Appliseres til såret (med silikonsiden ned) med minst 2 cm overlapping til hel hud rundt sårområdet. Eclypse® Adherent Sakral skal ikke klippes. Fest bandasjeunderlaget godt med tape eller bandasje. Eclypse® Adherent Sacral kan brukes som primær- eller sekundærbandasje.

Byttehyppighet

Brukstid vil avhenge av nivået av eksudat. Eclypse® Adherent Sakral må skiftes før bandasjen når kapasitetsgrensen, men kan sitte på plass i opp til 7 dager, avhengig av mengden såreksudat.

Avhending

Behandles som klinisk avfall.

Eclypse® Adherent Sacral SV

Superabsorberande sakralformat förband med Silfix® kontaktag av mjukt silikon

Produktbeskrivning

Eclypse® Adherent Sacral är ett sårförband för exsudathantering som är designat särskilt för det sakrala området. Förbandet kombinerar ett mjukt silikonkontaktag av Silfix®, ett snabbabsorberande lager, ett CrystaLock™-lager som är högabsorberande och kapslar in exsudat, ett understödjande lager för jämn exsudatdistribution och ett icke-ugjennomtrængelig lag på baksiden för å förhindra läckage.

Indikationer

Moderat till kraftigt exsuderande sår i sakralområdet, som t.ex. trykksår.

Kontraindikationer

Arteriella blödningar och kraftigt blödande sår.

Bruksanvisning

Applicera på såret (vita silikonsidan nedåt) och låt en kant på minst 2 cm överlappa runt sårområdet. Eclypse® Adherent Sacral ska inte klippas. Fäst förbandet med tejp eller bandage på ett lämpligt sätt. Eclypse® Adherent Sacral kan användas som primärt eller sekundärt förband.

Bytesfrekvens

Användningstiden beror på mängden exsudat. Eclypse® Adherent Sacral måste bytas innan förbandet når sin övre kapacitet, men kan lämnas på plats i upp till 7 dagar beroende på sårets exsudation.

Kassering

Kassera som kliniskt avfall.

Eclypse® Adherent Sacral DE

Stark absorbierende Wundauflage für den Sakralbereich mit Kontaktschicht aus weichem Silfix® Silikon

Produktbeschreibung

Eclypse® Adherent Sacral ist eine Wundauflage zum Exsudatmanagement für den Sakralbereich. Die Auflage besteht aus einer Kontaktschicht aus weichem Silfix® Silikon, einer Schicht mit schnellem Dochteffekt, einer CrystaLock™ Schicht, die stark absorbierend ist und Exsudat einschließt, eine Unterlage zur gleichmäßigen Verteilung des Exsudats und eine wasserabweisende äußere Schicht, die ein Austreten von Wundexsudat verhindert.

Indikationen

Moderate und stark exsuderierende Wunden im Sakralbereich, wie z.B. Druckgeschwüre.

Gegenanzeigen

Arterienblutungen und stark blutende Wunden.

Gebrauchsanleitung

Mit der weißen Silikonschicht nach unten auf die Wunde auflegen, wobei rundum ein Rand von mindestens 2 cm über die Wunde überstehen muss. Eclypse® Adherent Sacral nicht zuschneiden. Mit Pflastern oder einer Bandage gut fixieren. Eclypse® Adherent Sacral kann als Primär- oder Sekundärauflage verwendet werden.

Wie oft sollte man wechseln?

Die Applikationsdauer richtet sich nach dem Exsudationsgrad der Wunde. Eclypse® Adherent Sacral muss gewechselt werden, bevor die Auflage vollständig vollgesogen ist, kann aber je nach Exsudatmenge bis zu 7 Tage verbleiben.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

Eclypse® Adherent Sacral HR

Superupijajuća obloga za trticu sa Silfix kontaktnim slojem od mekog silikona

Opis proizvoda

Eclypse Adherent Sacral je obloga velike sposobnosti upijanja posebno dizajnirana za područje križa. Obloga se sastoji od Silfix mekanog silikona i ruba, sloja za brzo upijanje, Crystalock sloja koji je visokoupijući i zaključava eksudat unutar obloge, potpornog sloja za ravnomjernu raspodjelu eksudata unutar obloge i nepropusnog vanjskog sloja protiv istjecanja eksudata.

Indikacije

Za sve eksudirajuće rane na području trtice, na primjer dekubitus.

Kontraindikacije

Arterijska krvarenja i rane koje jako krvare.

Način primjene


Postaviti na ranu (bijeli silikon prema dolje, bež prema gore) ostavljajući najmanje 2 cm preko ruba rane. Ne rezati Eclypse Adherent Sacral. Oblogu prikladno fiksirati trakom ili zavojem. Eclypse Adherent Sacral se može koristiti kao primarna ili sekundarna obloga.

Učestalost mijenjanja

Vrijeme nošenja će ovisiti o količini eksudata. Eclypse Adherent Sacral se mora promijeniti prije nego obloga dosegne maksimalni kapacitet upijanja što ovisi o količini eksudata, može ostati na mjestu do 7 dana.

Zbrinjavanje

Odložiti u medicinski otpad.



	Kataloški broj		Pročitajte uputstvo za upotrebu
	Jednokratna upotreba		Čuvati na suhom mjestu
	Sterilizirano plinom etilen oksid		Čuvati na mjestu zaklonjenom od sunca i ostalih izvora topline
	Ne koristiti ako je pojedinačno pakiranje oštećeno		Proizvođač
	Oprez! Obavezno pročitajte priložene dokumente		Autorizirani predstavnik u Europskoj Uniji
	Količina		Serijski broj artikla
	UDI- jedinstveni identifikator medicinskog proizvoda		Medicinski proizvod
	Datum proizvodnje/Zemlja proizvodnje		CE certifikat za Sjevernu Irsku, EC & EU
	Proizvod daje financijski doprinos oporabi i recikliranju ambalaže u Europi		Uvoznik
	Nije dozvoljeno ponovno sterilizirati		Jednostruki sistem sterilne barijere
	Upotrijebiti do datuma		Označava ovlaštenog predstavnika u Švicarskoj.
	Ne smije se rezati		umjeren do jaka sekrecija